




Refraktometr ręczny do oznaczania % zawartości alkoholu w roztworach wodnych oraz cukru w sokach winogronowych

Przeznaczony do oznaczania % zawartości alkoholu w roztworach wodnych oraz cukru w sokach winogronowych. Wynik testu widoczny jest na skali zaraz po wykonaniu pomiaru.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Skala	Dokładność
	7-0115	Refraktometr	0-25%	0,2%

Opis

Przeznaczony do oznaczania % zawartości alkoholu w roztworach wodnych oraz cukru w sokach winogronowych. Wynik testu widoczny jest na skali zaraz po wykonaniu pomiaru.