




### Refraktometr ręczny do oznaczenia % zawartości alkoholu w roztworze wodnym i zawartości cukru w soku winogronowym

Przeznaczony do oznaczenia % zawartości alkoholu w roztworze wodnym i zawartości cukru w soku winogronowym. Wynik testu jest od razu widoczny na skali.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Skala	Dokładność
	7-0116	Refraktometr	0-80%	1%

#### Opis

Przeznaczony do oznaczenia % zawartości alkoholu w roztworze wodnym i zawartości cukru w soku winogronowym. Wynik testu jest od razu widoczny na skali.