



Probówki TC do hodowli



Probówki TC do hodowli firmy Sarstedt wykonane są z przezroczystego polistyrenu poddanego wstępnej obróbce. Z czerwoną zakrętką z PE. Sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-4571	Probówki z PS do hodowli komórkowej - samostojące	stożkowodne	10 ml	16 x 97 mm	czerwony	sterylny	5 szt.	83.9923.929
	J-4572	Probówki z PS do hodowli komórkowej	okrągłodenne	12 ml	16 x 99 mm	czerwony	sterylny	5 szt.	83.9923.943
	J-4573	Probówki z PS do hodowli komórkowej	okrągłodenne	15 ml	16 x 125 mm	czerwony	sterylny	5 szt.	83.9923.945

Opis

Probówki do hodowli komórkowych wykonane z przezroczystego polistyrenu poddanego wstępnej obróbce (TC). Są szczególnie odpowiednie do hodowli mniejszych populacji komórek jednowarstwowych (*monolayer culture*) lub w zawiesinie. Nadają się również do przechowywania lub transportu materiału komórkowego. Czerwona zakrętka wykonana z polietylenu (PE) zapewnia gazoszczelne zamknięcie lub równomierne napowietrzanie. Probówki TC do hodowli zostały poddane sterylizacji promieniowaniem gamma.

Probówki TC do hodowli można stosować z [sitami komórkowym](#) i adapterem firmy Sarstedt. Należy je dokupić osobno.