



Adaptery do sit komórkowych



Sterylny adaptery do sit komórkowych Sarstedt dla probówek o pojemności 5 i 15 ml (śr. 12-17 mm).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-4596	Adaptery do sit komórkowych sterylne		pak. ind.	25 szt.	83.3945.999

Opis

Adaptery do [sit komórkowych Sarstedt](#) umożliwiają stosowanie sit wraz z probówkami o średnicy w zakresie od 12 mm do 17 mm. Dzięki adapterom [sita komórkowe Sarstedt](#) mogą być wygodnie używane nie tylko z probówkami wirówkowymi o poj. 50 ml, ale dodatkowo z probówkami [wirówkowymi o poj. 15 ml](#), [o poj. 5 ml z korkiem wentylacyjnym](#) lub [probówkami TC do hodowli](#). Adaptery są sterylizowane gazowo, niepirogenne, wolne od endotoksyn i niecytotoksyczne.