



Precyzyjny refraktometr ręczny 0-90% mas



Refraktometr o szerokim spektrum zastosowania. Wyposażony w 3 zakresy pomiaru od 0 do 90%. Wbudowany termometr pozwala na ręczną kompensację temperatury. Urządzenie posiada regulowany okular i precyzyjny wskaźnik o wysokim kontraście.

Miniatura



Nr-art.

3-3523

Nazwa

Precyzyjny refraktometr ręczny 0-90% mas

Opis

Refraktometr o szerokim spektrum zastosowania. Wyposażony w 3 zakresy pomiaru od 0 do 90%. Wbudowany termometr pozwala na ręczną kompensację temperatury. Urządzenie posiada regulowany okular i precyzyjny wskaźnik o wysokim kontraście.

Długość: 200 mm.

Masa: 305 g.

Zakres pomiaru: 0-90% mas.

Skala 1: zakres 0-42%.

Skala 2: zakres 42-71%.

Skala 3: zakres 71-90%.

Rozdzielczość: 0,2 %.