



Końcówki SafeSeal Tips Premium 100 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-690101	Końcówki SafeSeal Tips Premium 100 µl, sterylne	pakowane pojedynczo (100 szt.)
	A-692066	Końcówki SafeSeal Tips Premium 100 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biohit (Proline 50 i 100 µl, mLine 100 µl),
Brand (Transferpette 100 µl),
Eppendorf (100 µl),
Finn (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 100 µl),
Gilson (Pipetman P-100 i P-200),
Rainin (Pipet-Classic PR100, Pipet-Lite SL-100).

Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.