



Pojemniki na odpady Multi-Safe vario



Pojemniki na odpady Multi-Safe vario wykonane z PP. Pojemność 2000 ml. Dostępne również w wersji z oznaczeniem zagrożenia biologicznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szer. x dł.	Wysokość	Nr producenta
	J-2631	Pojemnik na odpady Multi-Safe vario 2000	2,0 l	95 x 240 mm	140 mm	77.3893.020
	J-2633	Pojemnik na odpady Multi-Safe vario 2000 - z logo biohazard	2,0 l	95 x 240 mm	140 mm	77.3893.120

Opis

Wykonane z żółtego polipropylenu (PP) pojemniki Multi-Safe vario z czerwoną pokrywką. Pojemnik ma wymiary: 240 x 95 mm x 140 mm. Przeznaczony do utylizacji stałych odpadów niebezpiecznych, z uwzględnieniem spiczastych i ostrych, zapewnia optymalną obsługę i bezpieczeństwo. Pokrywka o rozmiarach: 243 x 102 mm jest zamontowana do pojemnika za pomocą zatrzasków. Otwór na odpady można optymalizować wyłamując potrzebne moduły. Ułatwiają one usuwanie utylizowanych przedmiotów. Zintegrowany w pokrywce stempel do otworu w kształcie gwiazdki przeznaczony dla wkręcanych igieł do wstrzykiwaczy insulinowych (penów), po naciśnięciu pokrywki bezpiecznie dopycha igłę do wewnątrz. Wgłębienie w kształcie litery U służy do usuwania ostrych przedmiotów z systemem połączeń Luer-Lock. Innowacyjne wieczko z zamknięciem codziennym i końcowym można obsługiwać przy użyciu jednej ręki. Znaczniki maksymalnego poziomu napełnienia ułatwiają określenie zapełnienia pudełka.

Na pojemniku na odpady Multi-Safe vario znajduje się duża, trwała etykieta. Informacje umieszczono na niej w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Dostępny jest również model z oznaczeniem zagrożenia biologicznego (Biohazard). Pojemnik spełnia wymagania TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907.

Kompatybilny z [uchwytem ściennym](#), do którego można dokupić [mocowania](#), bądź [zawieszkę](#). Pojemnik Multi-Safe vario 2000 jest polecany do użytku z [nosidłem Safety Tray](#) wraz z [wkładką w wersji II lub w wersji IV](#). Powyższe akcesoria dostępne do kupienia oddzielnie.