



Pojemniki na odpady Multi-Safe medi



Okrągłe pojemniki na odpady Multi-Safe medi wykonane z PP. Pojemność 6 l lub 11 l. Dostępne w wersji z rączką lub bez rączki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Średnica	Wysokość	Nr producenta
	J-2641	Pojemnik na odpady Multi-Safe medi 6	-	6,0 l	230 mm	195 mm	77.3898.006
	J-2642	Pojemnik na odpady Multi-Safe medi 6	z rączką	6,0 l	230 mm	195 mm	77.3898.106
	J-2643	Pojemnik na odpady Multi-Safe medi 6	z rączką i naklejką	6,0 l	230 mm	195 mm	77.3898.206
	J-2644	Pojemnik na odpady Multi-Safe medi 11	-	11,0 l	290 mm	220 mm	77.3898.011
	J-2645	Pojemnik na odpady Multi-Safe medi 11	z rączką	11,0 l	290 mm	220 mm	77.3898.111

Opis

Pojemniki na odpady Multi-Safe medi wykonane są z żółtego polipropylenu (PP) z czerwoną pokrywką. Przeznaczone są do utylizacji stałych odpadów niebezpiecznych, w tym spiczastych i ostrych przedmiotów. Stabilny pojemnik o okrągłej konstrukcji dostępny jest w dwóch pojemnościach: 6 oraz 11 litrów. Okrągła klapka o średnicy 88 mm została opracowana w taki sposób, że przy otwieraniu automatycznie opada do tyłu. Odsłonięty otwór posiada dodatkowo różne moduły do odłączania i usuwania igieł, kaniul, skalpeli, systemów Luer czy igieł z penów insulinowych. Dla każdego pojemnika dostępna wersja ze stalową rączką. Multi-Safe medi o poj. 6 litrów może być wyposażony również w etykietę z informacją dotyczącą sposobu umieszczania materiałów niebezpiecznych w pojemniku.

Pojemniki na odpady Multi-Safe medi spełniają wymagania TRBA 250, DIN EN ISO 23907. Model o poj. 6 litrów jest również zgodny z UN 3291. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 23907 w pojemniku z odpadami należy umieścić materiały chłonne zapobiegające wyciekaniu cieczy. Do pojemnika na odpady Multi-Safe medi zaleca się celulozową bibułę superabsorber (J-2683), która jest w stanie wchłonąć aż 1200 ml płynu. Do kupienia osobno.