







Pojemniki na odpady Multi-Safe i Multi-Safe eco



Prostokątne pojemniki na odpady Multi-Safe eco oraz Multi-Safe do utylizacji odpadów klinicznych. Wykonane z żółtego PP. Pojemność 25 l lub 50 l.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szer. x dł.	Wysokość	Nr producenta
	J-2661	Pojemnik na odpady Multi-Safe eco 25 25 l		295 x 395 mm	260 mm	77.3899.025
	J-2662	Pojemnik na odpady Multi-Safe eco 50 50 l		295 x 395 mm	500 mm	77.3899.050
	J-2665	Pojemnik na odpady Multi-Safe 25 25 l	25 l	295 x 395 mm	260 mm	77.3899.125
	J-2666	Pojemnik na odpady Multi-Safe 50 50 l	50 l	295 x 395 mm	500 mm	77.3899.150

Opis

Pojemniki na odpady Multi-Safe i Multi-Safe eco są wykonane z żółtego polipropylenu (PP). Bezpieczne i stabilne. Wyposażone w pokrywę. Odpowiednie do odpadów onkologicznych i leków cytostatycznych. Mogą również służyć jako pojemniki zbiorcze i transportowe do mniejszych pojemników na odpady z serii multi-safe.

Prostokątne pojemniki mają wymiary podstawy: 230 x 330 mm oraz pokrywy: 295 x 395 mm. Wysokość, w zależności od pojemności, wynosi 260 lub 500 mm. Kształt podstawy i pokrywy umożliwia stabilnie ustawianie pustych i pełnych pojemników jeden na drugim.

Dzięki zastosowaniu systemu „**pokrywa w pokrywie**” w Multi-Safe 25 i 50 pojemniki mają dodatkowy otwór o śr. 145 mm z czerwoną pokrywką. Pozwala on na utylizację mniejszych odpadów bez konieczności otwierania całej pokrywy.

Silikonowe uszczelnienia z boku pokrywy zapewniają bezpieczne i trwałe zamknięcie. Dodatkowo rowki na krawędziach wizualnie potwierdzają, że pojemnik został ostatecznie zamknięty.

Multi-Safe eco 25 i 50 oraz Multi-Safe 25 i 50 spełniają wymagania UN 3291.