



Pojemniki na odpady Multi-Safe steri



Kwadratowe pojemniki na odpady Multi-Safe steri do utylizacji odpadów klinicznych. Autoklawowalne. Wykonane z polipropylenu. Pojemność 35 l lub 60 l.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szer. x dł.	Wysokość	Nr producenta
	J-2671	Pojemnik na odpady Multi-Safe steri 35	35 l	393 x 393 mm	330 mm	77.3899.035
	J-2672	Pojemnik na odpady Multi-Safe steri 60	60 l	393 x 393 mm	520 mm	77.3899.060

Opis

Wykonane z żółtego polipropylenu (PP) bezpieczne i solidne pojemniki z pokrywą Multi-Safe steri. Przeznaczone do utylizacji odpadów zakaźnych, które można dezaktywować poprzez autoklawowanie w temperaturze do 134 °C. [Mała zatyczka](#) topi się w temperaturze ok. 90 °C i umożliwia parze wodnej проникnięcie do wnętrza pojemnika na odpady. Multi-Safe steri spełniają wymagania normy UN 3291.

Podstawa pojemników Multi-Safe steri ma wymiary 340 x 340 mm. Natomiast pokrywa ma wymiary 393 x 393 mm. Wysokość kontenera o pojemności 35 l wynosi 330 mm, natomiast pojemnika o poj. 60 l jest równa 520 mm. Boczne rowki na górnej krawędzi pojemnika wizualnie potwierdzają jego zamknięcie. Kształt podstawy i pokrywy umożliwia stabilne ustawianie zarówno pustych, jak i wypełnionych pojemników jeden na drugim. Przenoszenie pojemników ułatwiają dwa uformowane wgłębienia po bokach oraz solidny uchwyt w pokrywie.

Pojemnik jest dostarczany z jedną zatyczką. Istnieje możliwość dokupienia zapasowych [zatyczek do pojemników Multi-Safe steri](#).