



Statywy z PC - 18-miejscowe



Przezroczyste statywy firmy Sarstedt wykonane z PC. Mają miejsca na 18 probówek. Dostępne modele pasujące do różnych typów probówek, m. in. typu Eppendorf, Microvette[®], S-Monovette[®] a nawet kuwet kwadratowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Nr producenta
	J-5053	Statyw z PC na probówki	o śr. 11,5 mm, o poj. 1,5 ml	93.826
	J-5054	Statyw z PC na probówki	o śr. 11,5 mm, o poj. 2 ml, Microvette [®]	93.870
	J-5055	Statyw z PC na probówki	o śr. 12,8 mm, S-Monovette [®] o śr. 11 mm	93.827
	J-5056	Statyw z PC na probówki	o śr. 13,5 mm, S-Monovette [®] o śr. 13 mm	93.827.013
	J-5057	Statyw z PC na probówki	o śr. 15,8 mm, S-Monovette [®] o śr. 13-15 mm	93.850
	J-5058	Statyw z PC na probówki	o śr. 17,2 mm, S-Monovette [®]	93.850.001

Opis

Trwały statyw z 18 miejscami na probówki wykonany z przezroczystego poliwęglanu (PC). Lekki, o wymiarach zewnętrznych: 137 x 70 x 40 mm. Posiada układ 3 rzędów po 6 otworów w każdym. Otwory na trzech poziomach (na górnej płycie obudowy, pośrodku i poniżej) umożliwiają bezpieczne pionowe ustawienie wstawianych probówek. Stojak jest odporny termicznie, można autoklawować w temperaturze 121°C oraz używać w temperaturach ujemnych do -86°C.

Statywy są przystosowane do bezpiecznego stosowania z probówkami o różnych wymiarach zewnętrznych.