

Statywy z PC - 20-miejscowe



Bezbarwne statywy wykonane z PC na 20 próbek standardowych, Microvette[®], S-Monovette[®]. Dostępne modele dopasowane do próbek o różnej średnicy. Produkt można sterylizować w autoklawie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do próbek	Nr producenta
	J-5063	Statyw z PC na próbki	o śr. 11,5 mm, o poj. 2 ml, Microvette [®]	93.849.100
	J-5064	Statyw z PC na próbki	o śr. 13,5 mm, S-Monovette [®] o śr. 11-13 mm	93.846.100
	J-5065	Statyw z PC na próbki	o śr. 17,2 mm, S-Monovette [®]	93.844.100
	J-5066	Statyw z PC na próbki	śr. 21,5 mm	93.893.100
	J-5067	Statyw z PC na próbki	śr. 26 mm	93.841.100

Opis

Statywy wykonane z przezroczystego poliwęglanu (PC) wyposażone w **20 miejsc na próbki**. Posiadają układ 2 rzędów po 10 otworów w każdym. Konstrukcja z otworami rozmieszczonymi na trzech poziomach (na płycie górnej obudowy, pośrodku i poniżej) umożliwia stabilne, pionowe ustawienie próbek. Statywy można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C oraz używać w temperaturach ujemnych do -86°C.

Statywy z PC o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 257 x 62 x 40 mm są przeznaczone do przechowywania 20 próbek o śr. 11,5 mm i poj. 2 ml oraz do Microvette[®] (J-5063).

Do powyższych modeli dokupić można pasującą [pokrywę wykonaną z PC](#) w kolorze brązowym.

Statywy 20 -miejscowe z PC o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.): 327 x 72 x 60 mm pasują do próbek:

- o śr. do 21,5 mm (J-5066);
- o śr. do 26 mm (J-5067).