



Statywy z PC - 48-miejscowe



Statywy firmy Sarstedt wykonane z przezrystego PC. Z otworami na 48 probówek. Dostępne modele pasujące do różnych typów probówek, m. in. do PCR, typu Eppendorf, Microvette[®], S-Monovette[®] a nawet kuwet kwadratowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Nr producenta
	J-5072	Statyw z PC na probówki	o śr. 8 mm	93.048.011
	J-5073	Statyw z PC na probówki	o śr. 11 mm, o poj. 1,5 ml	93.837
	J-5074	Statyw z PC na probówki	o śr. 11 mm, o poj. 2 ml, Microvette [®]	93.868
	J-5075	Statyw z PC na probówki	o śr. 12,2 mm, S-Monovette [®] o śr. 11 mm	93.838
	J-5076	Statyw z PC na probówki	o śr. 13,5 mm, S-Monovette [®] o śr. 13 mm	93.838.013
	J-5077	Statyw z PC na probówki	o śr. 15,6 mm, S-Monovette [®] o śr. 13-15 mm	93.1431
	J-5078	Statyw z PC na probówki	o śr. 17,2 mm, S-Monovette [®]	93.1431.001

Opis

Wytrzymałe statywy z 48 miejscami na probówki wykonane z przezroczystego, odpornego na pęknięcia poliwęglanu (PC). Stabilna konstrukcja z 3 półkami umożliwia bezpieczne, pionowe ustawienie probówek. Otwory w statywach są wykonane w układzie 4 rzędy po 12 otworów. Statywy 48-miejscowe z PC można sterylizować w autoklawie w 121 °C oraz stosować w temperaturach ujemnych do -86°C.

Opracowano siedem wersji statywu dla pasujących m.in. do: probówek Multiply[®] Pro do PCR o pojemności 0,5 ml, probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 ml lub 2,0 ml, Microvette[®], S-Monovette[®] o śr. 11, 13 lub 15 mm oraz kuwet kwadratowych (statyw J-5078)