



## Specjalne strzykawki z końcówką Luer-Lock - sterylne



Strzykawki jednorazowego użytku z końcówką Luer-Lock, trzyczęściowe. Pakowane pojedynczo, sterylne. Specjalna końcówka umożliwia zastosowanie filtrów strzykawkowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	7-5601	Specjalne strzykawki z końcówką Luer-Lock, sterylne	1 ml	100 szt.
	7-5602	Specjalne strzykawki z końcówką Luer-Lock, sterylne	3 ml	200 szt.
	7-5603	Specjalne strzykawki z końcówką Luer-Lock, sterylne	5 ml	125 szt.
	7-9604	Specjalne strzykawki z końcówką Luer-Lock, sterylne	10 ml	100 szt.
	7-9661	Specjalne strzykawki z końcówką Luer-Lock, sterylne	20 ml	120 szt.
	7-5040	Specjalne strzykawki z końcówką Luer-Lock, sterylne	50/60 ml	60 szt.

### Opis

Strzykawki jednorazowego użytku z końcówką Luer-Lock, trzyczęściowe. Pakowane pojedynczo, sterylne. Specjalna końcówka umożliwia zastosowanie filtrów strzykawkowych.