



Strzykawki szklane

Poulten & Graf
SUPERIOR LABORATORY PRODUCTS

Strzykawki ze szkła. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Trwałe. Brązowa podziałka. Wymienny tłok. Sterylizacja przy 121°C. Z końcówką metalową (niklowany miedź) lub szklaną.

LL = Luer Lock.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Stożek
	E-4230	Strzykawka ze szkła	1 ml	0,05 ml	szkło, Luer
	E-4231	Strzykawka ze szkła	2 ml	0,1 ml	szkło, Luer
	E-4232	Strzykawka ze szkła	3 ml	0,2 ml	szkło, Luer
	E-4233	Strzykawka ze szkła	5 ml	0,2 ml	szkło, Luer
	E-4234	Strzykawka ze szkła	10 ml	0,2 ml	szkło, Luer
	E-4235	Strzykawka ze szkła	20 ml	1 ml	szkło, Luer
	E-4236	Strzykawka ze szkła	30 ml	1 ml	szkło, Luer
	E-4237	Strzykawka ze szkła	50 ml	1 ml	szkło, Luer
	E-4238	Strzykawka ze szkła	100 ml	5 ml	szkło, Luer
	E-4239	Strzykawka ze szkła	1 ml	0,05 ml	metal, LL
	E-4240	Strzykawka ze szkła	2 ml	0,1 ml	metal, LL
	E-4241	Strzykawka ze szkła	3 ml	0,2 ml	metal, LL
	E-4242	Strzykawka ze szkła	5 ml	0,2 ml	metal, LL
	E-4243	Strzykawka ze szkła	10 ml	0,2 ml	metal, LL
	E-4244	Strzykawka ze szkła	20 ml	1 ml	metal, LL
	E-4245	Strzykawka ze szkła	30 ml	1 ml	metal, LL
	E-4246	Strzykawka ze szkła	50 ml	2 ml	metal, LL



E-4247

Strzykawka ze szkła

100 ml

5 ml

metal, LL

Opis

Strzykawki ze szkła. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Trwałe. Brązowa podziałka. Wymienny tłok. Sterylizacja przy 121°C. Z końcówką metalową (niklowany miedź) lub szklaną.

LL = Luer Lock.