



Igły jednorazowe - sterylne - z nasadką typu Luer

B | BRAUN

Igły jednorazowe. Sterylne z nasadką typu Luer z PP. Szlif lancetowaty. 100 sztuk w opakowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kod barwny	Rozmiar	Średnica x długość	Nr producenta
	B-1600	Igły jednorazowe Sterican	szary	-	0,40 x 12 mm	4665406
	B-1601	Igły jednorazowe Sterican	ciemnozielony	-	0,80 x 50 mm	4665503
	E-1505	Igły jednorazowe Sterican	żółty	nr 1	0,90 x 40 mm	4657519
	E-1506	Igły jednorazowe Sterican	ciemnozielony	nr 2	0,80 x 40 mm	4657527
	E-1507	Igły jednorazowe Sterican	czarny	nr 12	0,70 x 30 mm	4657624
	E-1508	Igły jednorazowe Sterican	niebieski	nr 14	0,60 x 30 mm	4657640
	E-1509	Igły jednorazowe Sterican	niebieski	nr 16	0,60 x 25 mm	4657667
	E-1510	Igły jednorazowe Sterican	brązowy	nr 18	0,45 x 25 mm	4657683
	E-1511	Igły jednorazowe Sterican	niebieski	specjalny	0,60 x 60 mm	4665600
	E-1512	Igły jednorazowe Sterican	ciemnozielony	specjalny	0,80 x 80 mm	4665465
	E-1513	Igły jednorazowe Supra	ciemnozielony	specjalny	0,80 x 100 mm	1588-4891
	E-1514	Igły jednorazowe Sterican	ciemnozielony	specjalny	0,80 x 120 mm	4665643

Opis

Igły jednorazowe Sterican. Sterylne z nasadką typu Luer z PP. Szlif lancetowaty. 100 sztuk w opakowaniu.

Dodatkowo można zakupić [multi-adaptery](#) z przyłączem Luer i Luer-Lock umożliwiające wygodne i bezpieczne pobieranie próbek krwi probówko-strzykawkami S-Monovette[®]. Kompatybilne zarówno z igłami Luer, jak i Luer-Lock pozwalając na

dopasowanie S-Monovette® do różnych systemów Luer, takich jak stała igła, zawór trójdrożny lub igła motylkowa.