



Statyw z PC z przegródką na dokumenty - 20-miejscowy



Bezbarwny statyw wykonany z PC z dobudowaną przegródką na dokumenty. Pomieści 20 probówek o średnicy do 17,2 mm lub S-Monovette[®]. Autoklawowalny w 121°C. Możliwość użycia dopasowanej pokrywy, do kupienia osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Dł. x szer. x wys.	Nr producenta
	J-5082	Statyw z PC na probówki - z przegródką na dokumenty	o śr. 17,2 mm, S-Monovette [®]	257 x 74 x 55 mm	93.1097.100

Opis

Lekki i wytrzymały statyw o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 257 x 74 x 55 mm. Wykonany z przezroczystego poliwęglanu (PC). Posiada 2 rzędy po 10 otworów na probówki. Konstrukcja z otworami w trzech poziomach (w płycie obudowy, centralnej i dolnej) pozwala na stabilne pionowe ustawienie probówek o średnicy do 17,2 mm. Wzdłuż długiej krawędzi statywu umieszczono przegródkę z przestrzenią idealnie przystosowaną do umieszczenia dokumentów. Statyw z PC firmy Sarstedt jest odporny na wysokie i niskie temperatury. Może być sterylizowany w autoklawie w 121°C oraz używany w temperaturach ujemnych do -86°C.

Statyw można dodatkowo doposażyć w idealnie dopasowaną [pokrywę](#), zabezpieczającą otwarte probówki przed zanieczyszczeniem oraz chroniącą przed wpływem warunków zewnętrznych.