



Pokrywa do statywu 20-miejscowego



Brązowa pokrywa o wymiarach 256 x 62 x 72 mm wykonana z PC. Dopasowana do statywu z PC na 20 probówek firmy Sarstedt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Kolor	Nr producenta
	J-5088	Pokrywa do statywu 20-miejscowego	256 x 62 x 72 mm	brązowy	93.1102.001

Opis

Lekka i wytrzymała pokrywa o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 256 x 62 x 72 mm. Przeznaczona do [statywu z PC z przegródką na dokumenty](#) oraz do [statywów 20-miejscowych z PC firmy Sarstedt](#). Wykonana z zabarwionego na kolor brązowy poliwęglanu (PC). Pokrywa jest odporna na wysokie i niskie temperatury, można ją sterylizować w autoklawie w 121 °C oraz używać w temperaturach ujemnych do -86 °C. Zabezpiecza otwarte probówki przed zanieczyszczeniem oraz chroni zawartość stojaka przed wpływem otoczenia, w tym promieniowania UV.