



Uniwersalne statywy D13 z PP - do probówek o śr. do 13 mm



Uniwersalne statywy D13 firmy Sarstedt mają miejsca na 50 probówek lub probówko-strzykawk S-Monovette[®] o średnicy od 8 do 13 mm. Wykonane z PP. Dostępne w sześciu wariantach kolorystycznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Kolor	Nr producenta
	J-5121	Statyw D13 z PP	do probówek i S-Monovette o śr. 8-13 mm	szary	93.853
	J-5122	Statyw D13 z PP	do probówek i S-Monovette o śr. 8-13 mm	czerwony	93.853.131
	J-5123	Statyw D13 z PP	do probówek i S-Monovette o śr. 8-13 mm	żółty	93.853.132
	J-5124	Statyw D13 z PP	do probówek i S-Monovette o śr. 8-13 mm	zielony	93.853.133
	J-5125	Statyw D13 z PP	do probówek i S-Monovette o śr. 8-13 mm	niebieski	93.853.134
	J-5126	Statyw D13 z PP	do probówek i S-Monovette o śr. 8-13 mm	pomarańczowy	93.853.135

Opis

Lekkie i wytrzymałe statywy D13 o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 180 x 96 x 45 mm. Przeznaczone do probówek i probówko-strzykawk S-Monovette[®] o średnicy od 8 do 13 mm. Posiadają 50 otworów rozmieszczonych w formacie 5 x 10. Wykonane z polipropylenu (PP). Dostępnych jest sześć wersji kolorystycznych, co ułatwia wizualne kodowanie próbek w laboratorium.

Uniwersalne statywy D13 są odporne na uderzenia oraz niewrażliwe na wysokie temperatury. Mogą być sterylizowane w autoklawie w 121 °C. Puste statywy D13 można bezpiecznie układać w stosy. Idealnie nadają się do łączenia w bloki dystrybucyjne.

W ofercie posiadamy statywy D13 podwójne: scalone ze sobą wzdłuż krótkiej ([J-5132](#)) lub długiej krawędzi ([J-5131](#)).