



Uniwersalne statywy D17 z PP - podwójne - do probówek o śr. do 17 mm



Podwójne statywy D17 wykonane z szarego PP. Dostępne w dwóch wariantach ułożenia: łączone krótkimi lub długimi bokami. Posiadają miejsca na 100 probówek o śr. do 17 mm oraz S-Monovette[®] o śr. 16 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Nr producenta
	J-5161	Statyw D17 z PP, podwójny, łączony dłuższym bokiem	o śr. do 17 mm, S-Monovette [®] o śr. do 16 mm	93.852.200
	J-5162	Statyw D17 z PP, podwójny, łączony krótszym bokiem	o śr. do 17 mm, S-Monovette [®] o śr. do 16 mm	93.852.300

Opis

Statywy skonstruowane z połączenia na stałe dwóch lekkich i wytrzymałych statywów D17 firmy Sarstedt. Przeznaczone do probówek o średnicy do 17 mm oraz S-Monovette[®] o śr. do 16 mm. Wykonane z zabarwionego na kolor szary polipropylenu (PP). Statywy są odporne na uderzenia oraz wysokie temperatury – można je sterylizować w autoklawie w 121 °C. Nadają się do tworzenia bloków dystrybucyjnych. Podwójne statywy blokowe D17 zapewniają kompaktowe miejsce dla transportu oraz przechowywania (również w lodówkach) do 100 próbek jednocześnie.

Podwójne statywy D17 dostępne są w dwóch wariantach:

- połączone dłuższym bokiem – wyposażone w 100 otworów w formacie 10 x 10. Wymiary 218 x 209 x 45 mm;
- połączone krótszym bokiem – posiadają 100 otworów umieszczonych w formacie 5 x 20. Wymiary 418 x 109 x 45 mm.

Do pojedynczego statywu D17 można zakupić dodatkowo pasującą [pokrywę](#). W ofercie posiadamy [statywy D17 pojedyncze](#), do wyboru w wielu kolorach, z uchwytem lub bez.