



Statywy styropianowe na próbki



Statywy styropianowe Sarstedt przeznaczone do pracy z próbkami i próbkostrzykawkami S-Monovette[®]. Dzięki właściwościom termoizolacyjnym ułatwiają pracę z wrażliwymi próbkami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do próbek	Liczba miejsc	Nr producenta
	J-5201	Statyw styropianowy na próbki	S-Monovette [®] o śr. 11 mm	100 miejsc	95.1439
	J-5202	Statyw styropianowy na próbki	o śr. 13 mm	100 miejsc	95.064.213
	J-5203	Statyw styropianowy na próbki	o śr. 15-16 mm	100 miejsc	95.064.250
	J-5204	Statyw styropianowy na próbki	o śr. 17 mm	50 miejsc	95.064.251

Opis

Statywy Sarstedt wykonane z białego styropianu, przeznaczone do pracy z próbkami o różnych średnicach i próbkostrzykawkami S-Monovette[®] o śr. 11 mm. Dzięki właściwościom termoizolacyjnym sprawdzą się bardzo dobrze w pracy z wrażliwymi na temperaturę odczynnikami i próbkami. Statywy **100-miejscowe** z otworami w formacie 20 x 5 pasują w zależności od modelu do próbkostrzykawk S-Monovette[®] o śr. 11 mm, próbek o śr. 13 mm lub 15-16 mm.