

Strzykawki mikrolitrowe serii 800 (z igłą stałą)



Strzykawki mikrolitrowe serii 800 (z niewymienną igłą). Charakteryzują się parametrami podobnymi do strzykawek serii 700, a dodatkowo posiadają wzmocniony tłok, polecany do stosowania w iniekcjach, podczas których występuje zwiększone prawdopodobieństwo złamania bądź wygięcia tłoka. Wymienny uchwyt w kolorze niebieskim zapobiega ogrzewaniu się zawartości strzykawki, pozwalając zachować maksymalną precyzję dozowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość	Typ	Grubość	Końcówka	Nr producenta
	B-2842	Strzykawka mikrolitrowa serii 800 5 µl	5 µl	85N	26 s	typ 2 (12°)	84850
	B-2843	Strzykawka mikrolitrowa serii 800 10 µl	10 µl	801N	26 s	typ 2 (12°)	84852
	B-2844	Strzykawka mikrolitrowa serii 800 25 µl	25 µl	802N	22 s	typ 2 (12°)	84854
	B-2845	Strzykawka mikrolitrowa serii 800 50 µl	50 µl	805N	22 s	typ 2 (12°)	84856
	B-2846	Strzykawka mikrolitrowa serii 800 100 µl	100 µl	810N	22 s	typ 2 (12°)	84858

Opis

Strzykawki mikrolitrowe serii 800 (z niewymienną igłą). Charakteryzują się parametrami podobnymi do strzykawek serii 700, a dodatkowo posiadają wzmocniony tłok, polecany do stosowania w iniekcjach, podczas których występuje zwiększone prawdopodobieństwo złamania bądź wygięcia tłoka. Wymienny uchwyt w kolorze niebieskim zapobiega ogrzewaniu się zawartości strzykawki, pozwalając zachować maksymalną precyzję dozowania. Tłok jest dopasowany indywidualnie do strzykawki, co umożliwia zminimalizowanie tarcia wewnątrz kanału strzykawki. Wyposażone w igłę typu 2 - o końcówce zaostrej skośnie (10-12°), zakrzywionej - do stosowania w chromatografii gazowej, do przebijania sept.

Długość igły: 51 mm.