

Końcówki do pipet LAd (Low Adhesion) Professional, 200 µl, z podziałką



Końcówki charakteryzujące się niskim powinowactwem do substancji biologicznych. Charakteryzują się także niską przyczepnością pipetowanej substancji do wewnętrznych ścianek końcówki. Wysoka odporność chemiczna. Wyprodukowane bez domieszek, które mogłyby przeniknąć do próbki i spowodować jej kontaminację. Idealne do stosowania w technice PCR, analizie ilościowej i kontroli jakości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	A-741561	Końcówki do pipet LAd-Professional	200 µl, z podziałką, Low Binding	niesterylne	worek	1000 szt.
	A-741565	Końcówki do pipet LAd-Professional	200 µl, z podziałką, Low Binding	niesterylne	statywy	10 x 96 szt.
	A-741568	Końcówki do pipet LAd-Professional	200 µl, z podziałką, Low Binding	sterylne	statywy	10 x 96 szt.

Opis

Końcówki charakteryzujące się niskim powinowactwem do substancji biologicznych. Charakteryzują się także niską przyczepnością pipetowanej substancji do wewnętrznych ścianek końcówki. Wysoka odporność chemiczna. Wyprodukowane bez domieszek, które mogłyby przeniknąć do próbki i spowodować jej kontaminację. Idealne do stosowania w technice PCR, analizie ilościowej i kontroli jakości.

Pasują do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 200 µl.

Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.