



Krioprobówki CryoPure z PP - z gwintem zewnętrznym - poj. 5,0 ml



Sterylnie krioprobówki CryoPure 5,0 ml posiadają gwint zewnętrzny oraz gwiezdna stopkę. Wykonane z PP. Pojemność robocza 4,5 ml. W komplecie z zakrętkami. Do wyboru modele z 5 różnymi kolorami zakrętek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1931	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	biały	Cryo Performance Tested	10 x 25 szt.	250 szt.	72.383
	J-1932	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	czerwony	Cryo Performance Tested	10 x 25 szt.	250 szt.	72.383.002
	J-1933	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	żółty	Cryo Performance Tested	10 x 25 szt.	250 szt.	72.383.004
	J-1934	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	zielony	Cryo Performance Tested	10 x 25 szt.	250 szt.	72.383.005
	J-1936	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	fioletowy	Cryo Performance Tested	10 x 25 szt.	250 szt.	72.383.007
	J-1938	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	mix kolorów	Cryo Performance Tested	10 x 25 szt.	250 szt.	72.383.992

Opis

Krioprobówki CryoPure 5,0 ml firmy Sarstedt z gwintem zewnętrznym o **pojemności nominalnej 4,5 ml**. Wykonane z polipropylenu (PP), a zamontowane na nich zakrętki z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Posiadają skalę. Zastosowanie gwintu zewnętrznego zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia. Mechanizm **QuickSeal** sprawia, że jeden obrót nakrętką zapewnia ergonomiczne i bezpieczne otwarcie lub zamknięcie probówki. Optymalnie ukształtowana wewnętrzna podstawa probówek CryoPure umożliwia pobieranie całej próbki. Gwiezdna stopka pozwala na obsługę jedną ręką w statywach z blokadą w podstawie, np. w [statywie CryoRack 40](#). Dzięki takiej konstrukcji krioprobówki są samostojące.

Krioprobówki CryoPure 5,0 ml przeznaczone są do długoterminowego przechowywania komórek i ich składników w fazie gazowej ciekłego azotu. Posiadają znak jakości **Cryo Performance Tested**. Oznacza to, że są sterylne, nie zawierają pirogenów i endotoksyn. Są niecytotoksyczne i niemutagenne. Posiadają również **certyfikat CE** oraz **IVD** (artykuły medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Krioprobówki Sarstedt są dostępne z zakrętkami w różnych kolorach. Daje to możliwość barwnego kodowania ułatwiającego identyfikację próbek. W celu zwiększenia liczby kombinacji można dokupić [znaczniki z PP do krioprobówek CryoPure](#).