

Strzykawki mikrolitrowe serii 7000



Strzykawki mikrolitrowe zaprojektowane specjalnie do dozowania objętości poniżej 5 µl. Wolframowa końcówka tłoka jest idealnie dopasowana do igły, co umożliwia wyjątkowo precyzyjne odmierzanie cieczy, bez objętości martwej. Strzykawki są wyposażone w króciec wykonany z PTFE, zapewniający idealne uszczelnienie wokół tłoka. Igła i tłok wymienny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość	Typ	Grubość	Kończówka	Nr producenta
	B-2860	Strzykawka mikrolitrowa serii 7000	0,5 µl	7000.5KH	25	typ 3 (90°)	86250
	B-2861	Strzykawka mikrolitrowa serii 7000	1,0 µl	7001KH	25	typ 2 (12°)	80135
	B-2862	Strzykawka mikrolitrowa serii 7000	2,0 µl	7002KH	25	typ 2 (12°)	88411
	B-2864	Strzykawka mikrolitrowa serii 7000	2,0 µl	7102KH	23	typ 3 (90°)	88500
	B-2863	Strzykawka mikrolitrowa serii 7000	5,0 µl	7105KH	24	typ 2 (12°)	88011

Opis

Strzykawki mikrolitrowe zaprojektowane specjalnie do dozowania objętości poniżej 5 µl. Wolframowa końcówka tłoka jest idealnie dopasowana do igły, co umożliwia wyjątkowo precyzyjne odmierzanie cieczy, bez objętości martwej. Strzykawki są wyposażone w króciec wykonany z PTFE, zapewniający idealne uszczelnienie wokół tłoka. Igła i tłok wymienny.

Typy końcówek igieł:

Typ 2 – końcówka zaokrąglona skośnie (10-12°), zakrzywiona – do stosowania w chromatografii gazowej, do przebijania sept.

Typ 3 – końcówka tępa (90°), polerowana – do stosowania w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), chromatografii cienkowarstwowej (TLC), do wykonywania iniekcji zwierzętom.

Długość igły: 70 mm.