



Probówko-strzykawki S-Monovette[®] Serum



Probówko-strzykawki S-Monovette[®] Serum do pobierania krwi techniką aspiracyjną lub próżniową. Przeznaczone do badań wykonywanych z surowicy krwi. Zawierają granulaty pokryte krzemianem, który znacząco przyspiesza koagulację krwi. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę ze świeżą próżnią.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5511	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	z etykietą	1,2 ml	8 x 66 mm	50 szt.	06.1663.001
	J-5512	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	bez etykiety	2,6 ml	13 x 65 mm	50 szt.	04.1904
	J-5513	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	z etykietą	2,6 ml	13 x 65 mm	50 szt.	04.1904.001
	J-5514	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	bez etykiety	2,7 ml	11 x 66 mm	50 szt.	05.1557
	J-5515	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	z etykietą	2,7 ml	11 x 66 mm	50 szt.	05.1557.001
	J-5517	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	z etykietą	2,7 ml	13 x 75 mm	50 szt.	04.1943.001
	J-5518	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	bez etykiety	4,0 ml	13 x 75 mm	50 szt.	04.1924
	J-5520	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	bez etykiety	4,5 ml	11 x 92 mm	50 szt.	05.1104
	J-5521	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	z etykietą	4,5 ml	11 x 92 mm	50 szt.	05.1104.001
	J-5522	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	bez etykiety	4,9 ml	13 x 90 mm	50 szt.	04.1934
	J-5523	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	z etykietą	4,9 ml	13 x 90 mm	50 szt.	04.1934.001
	J-5524	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	bez etykiety	5,5 ml	15 x 75 mm	50 szt.	03.1397
	J-5525	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	z etykietą	5,5 ml	15 x 75 mm	50 szt.	03.1397.001
	J-5526	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	bez etykiety	7,5 ml	15 x 92 mm	50 szt.	01.1601
	J-5527	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	z etykietą	7,5 ml	15 x 92 mm	50 szt.	01.1601.001
	J-5528	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	bez etykiety	9,0 ml	16 x 92 mm	50 szt.	02.1063
	J-5529	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] Serum	z etykietą	9,0 ml	16 x 92 mm	50 szt.	02.1063.001

Opis

S-Monovette® Serum to próbkowo-strzykawki zawierające aktywator krzepnięcia, przeznaczone do uzyskiwania surowicy z krwi. Granulat umieszczony w strzykawkach z polipropylenu (PP), pokryty krzemianem, znacząco przyspiesza koagulację krwi. Producent zaleca, aby S-Monovette z próbką przechowywać w pozycji pionowej przez ok. 30 minut od pobrania. Zapewnia to wyraźne oddzielenie surowicy od stałych składników krwi w kolejnych etapach. Po tym czasie próbki odwirowuje się zgodnie z zaleceniami producenta.

Próbkowo-strzykawki S-Monovette® służą do pobierania krwi zarówno w systemie zamkniętym, jak i w otwartym. Wielkość próbki oraz ilość krwi do pobrania można dostosować do indywidualnych potrzeb laboratoriów medycznych, przychodni, oddziałów szpitalnych, lecznic dla zwierząt. Mniejsze wymiary i pojemności nadają się do zastosowania w pediatrii lub weterynarii. S-Monovette® Serum pozwalają na pobranie znacznie mniejszej ilości krwi, niż w przypadku standardowych probówek. Nadają się do wszystkich żył, są przystosowane do pozyskiwania krwi techniką aspiracyjną, jak również próżniową. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka do pobierania aspiracyjnego zmienia się w próbkę ze świeżą próżnią. Obszary zastosowań S-Monovette® Serum to chemia kliniczna, immunologia i serologia.

Próbkowo-strzykawki S-Monovette® Serum są sterylizowane promieniowaniem elektronowym. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD**, spełniają wymagania IATA, ADR. Biały kolor zakrętek jest zgodny z barwnym kodem UE na podstawie BS 4851.