

## Strzykawki mikrolitrowe serii 1700/1000 (z igłą stałą)



Strzykawki serii 1700 firmy Hamilton to gazoszczelne wersje strzykawek serii 700, zaś strzykawki serii 1000 to gazoszczelne strzykawki do dozowania objętości w zakresie 1 do 5 ml. Strzykawki nadają się do dozowania zarówno gazów jak i cieczy. Posiadają tłok zakończony uszczelką z PTFE. Wyposażone w igłę typu 2 – o końcówce zaostrej skośnie (10-12°), zakrzywionej – do stosowania w chromatografii gazowej, do przebijania sept.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                       | Objętość | Typ     | Grubość | Końcówka    | Nr producenta |
|-----------|---------|---------------------------------------------|----------|---------|---------|-------------|---------------|
|           | B-2865  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1700 10 µl    |          | 1701N   | 26 s    | typ 2 (12°) | 80000         |
|           | B-2866  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1700 25 µl    |          | 1702N   | 22 s    | typ 2 (12°) | 80200         |
|           | B-2867  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1700 50 µl    |          | 1705N   | 22 s    | typ 2 (12°) | 80900         |
|           | B-2868  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1700 100 µl   |          | 1710N   | 22 s    | typ 2 (12°) | 81000         |
|           | B-2869  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1700 250 µl   |          | 1725LTN | 22 s    | typ 2 (12°) | 81100         |
|           | B-2870  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1700 500 µl   |          | 1750LTN | 22      | typ 2 (12°) | 81217         |
|           | B-2871  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1000 1000 µl  |          | 1001LTN | 22      | typ 2 (12°) | 81317         |
|           | B-2872  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1000 2500 µl  |          | 1002LTN | 22      | typ 2 (12°) | 81417         |
|           | B-2873  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1000 5000 µl  |          | 1005LTN | 22      | typ 2 (12°) | 81517         |
|           | B-2874  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1000 10000 µl |          | 1010LTN | 22      | typ 2 (12°) | 81617         |

### Opis

Strzykawki serii 1700 firmy Hamilton to gazoszczelne wersje strzykawek serii 700, zaś strzykawki serii 1000 to gazoszczelne strzykawki do dozowania objętości w zakresie 1 do 5 ml. Strzykawki nadają się do dozowania zarówno gazów jak i cieczy. Posiadają tłok zakończony uszczelką z PTFE. Wyposażone w igłę typu 2 – o końcówce zaostrej skośnie (10-12°), zakrzywionej – do stosowania w chromatografii gazowej, do przebijania sept.

**Długość igły:** 51 mm.