



Termometr bez rtęci



Termometry cieczowe, bez rtęci. Wypełnione specjalną czerwoną cieczą. Średnica 7-8 mm. Podziałka 1/1°C. Dostarczane w korpusie ochronnym z tworzywa sztucznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru	Długość
	2-9799	Termometr	-10°C do +50°C	200 mm
	2-9800	Termometr	-10°C do +100°C	260 mm
	2-9801	Termometr	-10°C do +150°C	260 mm
	2-9802	Termometr	-10°C do +200°C	300 mm
	2-9803	Termometr	-10°C do +250°C	300 mm

Opis

Termometry cieczowe, bez rtęci. Wypełnione specjalną czerwoną cieczą. Średnica 7-8 mm. Podziałka 1/1°C. Dostarczane w korpusie ochronnym z tworzywa sztucznego.