

Akcesoria do miniwirówek Sunlab



Akcesoria do miniwirówek Sunlab SU1550, SU1555 oraz SU1560. Adaptery na probówki do PCR o poj. 0,2 ml lub 0,5 ml oraz zapasowy rotor.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Do modelu
	D-8551	Zapassowe adaptery na probówki do PCR o poj. 0,2 ml	8 szt.	SU1550, SU1555, SU1560
	D-8552	Zapassowe adaptery na probówki do PCR o poj. 0,5 ml	8 szt.	SU1550, SU1555, SU1560
	D-8553	Zapassowy rotor na 8 probówek o poj. 1,5/2,0 ml	1 szt.	SU1550, SU1555

Opis

Akcesoria do różnych modeli miniwirówek Sunlab: SU1550, SU1555 oraz SU1560. Adaptery na probówki do PCR o poj. 0,2 ml lub 0,5 ml pasują do 3 modeli miniwirówek: SU1550, SU1555 oraz SU1560. Zapassowy rotor na 8 probówek o pojemności 1,5/2,0 ml jest przeznaczony wyłącznie do wirówek SU1550 i SU1555.