



Bezpieczne igły motylkowe Multifly[®] z holderem do Becton Dickinson



Bezpieczne igły motylkowe Multifly[®] w rozmiarze 21G (0,8 mm) x ¾" (19 mm), z zielonymi uchwytami w kształcie motylka. Gotowe do natychmiastowego użycia. Zamontowane na igłach dreny zakończone są holderem. Przeznaczone do napełniania standardowych butelek do posiewów krwi z wąską szyjką lub probówek systemu podciśnieniowego poboru krwi Becton Dickinson BD Vacutainer[®].

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kod barwny	Rozmiar	Średnica	Długość	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6078	Bezpieczne igły motylkowe Multifly [®] z holderem do Becton Dickinson	zielony	21G	0,8 mm	19 mm	25 szt.	85.1638.935

Opis

Bezpieczne igły motylkowe Multifly[®] stanowią element zamkniętego systemu do pobierania próbek krwi żyłnej. Gotowe do natychmiastowego użycia. Składają się z medycznej jednorazowej igły ze stali nierdzewnej w rozmiarze 21G (0,8 mm) x ¾" (19 mm) i elastycznej rurki o długości 200 mm i średnicy 2,3 mm, zwanej drenem. Dren zakończono holderem stosowanym w systemie podciśnieniowego poboru krwi Becton Dickinson (BD) Vacutainer[®]. Narzędzie to jest wykorzystywane w procedurach ciśnieniowego pobierania krwi do butelek na posiew lub do probówek systemu podciśnieniowego poboru. Bezpieczne igły motylkowe Multifly[®] z holderem charakteryzują się wysoką jakością i precyzją. Wyróżniają się zastosowaniem **innowacyjnego rozwiązania, jakim jest mechanizm zabezpieczający po użyciu**. Pomaga on w minimalizacji ryzyka ukłucia przez igłę po zabiegu.

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR). Wykonane z materiałów niezawierających DEHP i lateks. Sterylizowane gazowo. Nie zawierają pirogenów i endotoksyn.

Oferujemy również [bezpieczne igły motylkowe Multifly[®] na posiew, z przyłączem Luer](#) lub [Multi-Adapterem](#).