



Termometry precyzyjne do pomiaru niskich temperatur



Termometry precyzyjne do pomiaru niskich temperatur. Kapilara: bez tła, pryzmatyczna, wypełniona alkoholem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.	Szt./Op.
	B-3051	Termometr precyzyjny do pomiaru niskich temperatur	-100°C do +100°C	1
	B-3052	Termometr precyzyjny do pomiaru niskich temperatur	-100°C do +30°C	1

Opis

Termometry precyzyjne do pomiaru niskich temperatur. Kapilara: bez tła, pryzmatyczna, wypełniona alkoholem.