





Zestawy dwóch termometrów maksimum-minimum



Do monitorowania najwyższej i najniższej temperatury w lodówkach, zamrażarkach przenośnych itd. Termometr rurkowy. Kapilara bez tła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-3053	Zestaw dwóch termometrów	1
	B-3054	Zestaw dwóch termometrów - legalizowane z certyfikatem	1

Opis

Do monitorowania najwyższej i najniższej temperatury w lodówkach, zamrażarkach przenośnych itd. Termometr rurkowy. Kapilara bez tła.

Wymiary: dł. 260 mm, śr. ok. 7-9 mm.

Zestaw składa się z 2 termometrów:

1 termometr maksimum do wirowania.

Zakres pomiaru: -35 do +60°C.

Podziałka: 1°C.

Wypełniony: Hg.

1 termometr minimum z przesuwającym wskaźnikiem do zastosowań w położeniu poziomym.

Zakres pomiaru: -40 do +50°C.

Podziałka: 1°C.

Wypełniony: alkoholem.