



Oprawki redukcyjne do probówek



Oprawki redukcyjne do probówek firmy Sarstedt pozwalają na dopasowanie probówek S-Monovette[®] lub Microvette[®] do standardowych statywów, rotorów, itp.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Przeznaczenie	Śr. x wys.	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6171	Oprawki redukcyjne z PP	płaskodenne	S-Monovette [®] o śr. 8 mm	11 x 54 mm	bezbarny	250 szt.	55.1570
	J-6172	Oprawki redukcyjne z PP	płaskodenne	S-Monovette [®] o śr. 8 mm	11 x 54 mm	brązowy	250 szt.	55.1570.002
	J-6173	Oprawki redukcyjne z PP	okrągłodenne	S-Monovette [®] o śr. 8 mm	13 x 55 mm	bezbarny	250 szt.	55.1572
	J-6174	Oprawki redukcyjne z PP	okrągłodenne	S-Monovette [®] o śr. 8 mm, Microvette [®] , mikroprobówki	13 x 65 mm	bezbarny	250 szt.	55.1571
	J-6175	Oprawki redukcyjne z PP	okrągłodenne	S-Monovette [®] o śr. 8 mm, Microvette [®] , mikroprobówki	13 x 65 mm	niebieskie	250 szt.	55.1571.051

Opis

Oprawki redukcyjne do probówek wyprodukowane z polipropylenu (PP), materiału trwałego, odpornego na uderzenia oraz wysokie temperatury. Stanowią istotny element wyposażenia w laboratoriach medycznych i innych placówkach zajmujących się analizą małych próbek krwi i innych materiałów. Przydatne zwłaszcza w sytuacjach, gdzie ilość próbki do pobrania jest ograniczona.

Umożliwiają małym i wąskim probówkom powiększenie wymiarów zewnętrznych. Rozmiary podane w tabeli dotyczą pustych adapterów bez probówki. Wymiary całkowite łącznie z umieszczoną wewnątrz S-Monovette[®], Microvette[®] lub mikroprobówką wynoszą:

- 11 x 66 mm dla płaskodennych opravek redukcyjnych
- 13 x 65 mm lub 13 x 75 mm dla dla opravek o śr. 13 mm i wys. 55mm
- 13 x 75 mm dla opravek o wymiarach 13 x 65 mm

Zastosowanie opravek pozwala na dopasowanie S-Monovette[®] i Microvette[®] do uniwersalnych statywów. Pozwala to również na precyzyjne dostosowanie do standardowych wymagań urządzeń laboratoryjnych i wymiarów powszechnie stosowanych akcesoriów, np. rotorów do wirówek. Umieszczone w opravekach redukcyjnych probówki można bezpiecznie wirować. Co więcej, pozwalają one na bezpieczne oznaczenie próbek poprzez zapisanie informacji na ich powierzchni, naklejenia etykiety

lub kodu kreskowego. Ułatwia to identyfikację próbek i organizację procesu laboratoryjnego.

Oprawki redukcyjne pasują do probówko-strzykawek S-Monovette® o średnicy 8 mm. Dodatkowo oprawki J-6174 i J-6175 są kompatybilne z próbkami Microvette® oraz mikroprobówkami o średnicy 8 mm. Oprawki o wymiarach 13 x 65 mm poza opcją bezbarwną oferowane są również w kolorze jasnoniebieskim. Odpowiedni dobór koloru może zależeć od konkretnych potrzeb analitycznych.

UWAGA: Wymiary podane w tabeli dotyczą pustych adapterów bez probówki.