



Probówki transportowe płaskodenne



Probówki transportowe płaskodenne z PP o poj. 4 ml, bezbarwne lub brązowe, oferowane bez korka. Stosowane m.in. jako adaptery powiększające średnicę mniejszych probówek do 11,5 mm. Umożliwiają bezpieczne używanie akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego dla probówek o większych i bardziej uniwersalnych wymiarach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	J-6178	Probówki transportowe, płaskodenne z PP	4 ml	11,5 x 60 mm	bezbarwny	55.1577	250 szt.
	J-6179	Probówki transportowe, płaskodenne z PP	4 ml	11,5 x 60 mm	brązowy	55.1577.002	250 szt.

Opis

Probówki transportowe o pojemność 4 ml i wymiarach zewnętrznych 11,5 x 60 mm. Wykonane z odpornego na uderzenia oraz wysokie temperatury polipropylenu (PP). Dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych – bezbarwnym oraz brązowym. Brązowe płaskodenne probówki stosuje się najczęściej w przypadku pracy, przechowywania lub transportu próbek wrażliwych na światło np. do oznaczania bilirubiny.

Wykorzystywanie adapterów do probówek, umożliwia późniejsze bezpieczne stosowanie wielu akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego dla probówek o większych i bardziej uniwersalnych wymiarach. Probówki transportowe posiadają dużą powierzchnię. Może ona być wykorzystana do dodatkowego ręcznego opisu próbki, umieszczenia na niej etykiety lub kodu kreskowego. Dzięki temu zabiegowi próbki można łatwo identyfikować na każdym etapie analizy.

Stosowane m.in. jako adaptery do probówek Multivette[®] firmy Sarstedt, w tym jako adaptery do wirówek. Probówki płaskodenne do transportu Multivette[®] oferowane bez korka w opakowaniach foliowych po 250 sztuk w każdym.