



Stazy Tourni Stretch



Stazy Tourni Stretch[®] z miękkiego i elastycznego materiału niezawierającego lateksu. Dzięki możliwości wielokrotnego użycia u jednego pacjenta, eliminują możliwość zanieczyszczenia krzyżowego. Dostępne w jednym rozmiarze, odpowiednim dla dzieci jak i dla dorosłych. Oferowane w opakowaniach z możliwością wielokrotnego zamykania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6194	Stazy Tourni Stretch dla jednego pacjenta	25 szt.	95.1008

Opis

Stazy Tourni Stretch[®] do użycia podczas pobierania krwi żyłnej. Wykonane z materiału polimerowego, mocne i elastyczne, co zapewnia optymalne napięcie. Jednocześnie opaski wykonano z bardzo miękkiego materiału, który nie zawiera lateksu, co zapewnia większy komfort i eliminuje ryzyko wystąpienia u pacjenta reakcji alergicznych na lateks. Posiadają intuicyjny system zaciskania, umożliwiający wielokrotną regulację i szybkie zwolnienie. Pozwala na bezpieczną obsługę jedną ręką podczas pobierania krwi. Opracowane tak, aby zapewnić skuteczną ochronę przed infekcjami. Mogą być używane wielokrotnie u tego samego badanego, co ogranicza możliwość zanieczyszczeń krzyżowych między pacjentami. Nadają się zarówno dla małych dzieci, jak i dorosłych.

Opaski uciskowe Tourni Stretch[®] posiadają certyfikat CE i MDR 2017/745. Oferowane po 25 sztuk w opakowaniach foliowych z możliwością wielokrotnego zamykania.