



Stazy jednorazowe Tournistrip[®]



Jednorazowe stazy Tournistrip[®] wykonane z papierowo-plastikowego materiału kompozytowego, nie zawierającego lateksu. Zapobiegają ryzyku zakażenia krzyżowego i wystąpienia reakcji alergicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6196	Stazy jednorazowe Tournistrip [®]	200 szt.	95.1006

Opis

Stazy jednorazowe Tournistrip[®] stosowane w celu szybkiego i precyzyjnego kontrolowania przepływu krwi w żyłach pacjentów podczas pobierania próbek krwi. Ponieważ nie powodują odczuwalnego, znaczącego ucisku zapewniają komfort pacjentowi. Zapobiegają ryzyku zakażenia krzyżowego. Dzięki jednorazowemu użyciu, eliminuje się ryzyko przenoszenia infekcji między pacjentami. Wykonane z materiału kompozytowego papierowo-plastikowego, który nie zawiera lateksu, dzięki czemu eliminują ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych u personelu i pacjentów uczulonych na ten materiał.

W związku z posiadaniem certyfikatu MDR 2017/745 mogą być również stosowane w innych procedurach medycznych. Papierowe pudełko z praktycznym dozownikiem zawierają 200 sztuk łatwych w użyciu opasek uciskowych.

Producent oferuje dodatkowo [uchwyt ścienny](#) o wymiarach dopasowanych do pudełka staz jednorazowych Tournistrip[®]. W wygodny i bezpieczny sposób umożliwiają wyciągnięcie z pudełka pojedynczej, jednorazowej opaski uciskowej.