



Uchwyt ścienny do staz jednorazowych



Uchwyt ścienny przeznaczony na 1 pudełko staz jednorazowych Tournistrip[®] Sarstedt. Wykonany z metalu. Może być umieszczony na blacie roboczym lub powieszony na ścianie. Pozwala na wygodne wyciąganie z pudełka pojedynczych opasek uciskowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary (dł. x wys. x szer.)	Nr producenta
	J-6198	Uchwyt ścienny do staz jednorazowych	268 x 100 x 191 mm	95.1005

Opis

Uchwyt ścienny o wymiarach idealnie dopasowanych do [pudełka staz jednorazowych Tournistrip[®]](#). Wykonany z trwałego materiału metalowego, co zapewnia jego wytrzymałość i długotrwałe użytkowanie. Może być umieszczony na powierzchni płaskiej lub zamocowany na ścianie. Umożliwia wyciągnięcie z pudełka pojedynczej, jednorazowej opaski uciskowej. Uchwyt ścienny to praktyczne i higieniczne rozwiązanie w placówkach medycznych, w których używa się staz jednorazowych. Przyczynia się do efektywnego i bezpiecznego wykonywania procedur medycznych, utrzymania porządku i eliminacji ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego w miejscach pobierania próbek.