



## Otwieracze do drenów



Otwieracze do drenów zaprojektowane z myślą o przenoszeniu koncentratów krwinek czerwonych do probówki wtórnej lub na kartę testową / informacyjną. Ułatwiają pobieranie próbek, zapewniają bezpieczeństwo i higienę. Wykonane z HDPE i jednorazowej igły medycznej ze stali nierdzewnej. Do jednorazowego użytku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6234	Otwieracze do drenów	probówki o śr. wew. 8,2 mm	500 szt.	95.1000.800
	J-6235	Otwieracze do drenów	probówki o śr. wew. 10 mm	500 szt.	95.1000
	J-6237	Otwieracze do drenów	do kart informacyjnych	200 szt.	95.1000.100
	J-6238	Otwieracze do drenów z probówkami o wym. 12 x 75 mm	-	50 szt.	95.1000.476

### Opis

Otwieracze do drenów używane w laboratoriach. Przydatne szczególnie w diagnostyce medycznej, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę w procesie pobierania i przenoszenia krwi (koncentratu krwinek czerwonych) z segmentów jednostek krwi do naczynia wtórego (np. do probówki) lub bezpośrednio na kartę testową / informacyjną. Zaprojektowane tak, by były łatwe w obsłudze i bezpieczne. Wykonane z białego polietylenu o dużej gęstości (HDPE), zawierają igłę medyczną ze stali nierdzewnej. Przeznaczone do jednorazowego użytku, co zapewnia maksymalną higienę i minimalizuje ryzyko zakażenia krzyżowego. Uzyskały certyfikat CE oraz IVD (wyroby medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Dostępne są dwa warianty otwieraczy do drenów, które można dostosować do probówek o średnicy wewnętrznej 8,2 mm lub 10 mm. W ofercie są także specjalne otwieracze przystosowane do umieszczania próbek bezpośrednio na karty testowe / informacyjne. Dodatkowo wariant otwieraczy wraz z już zamontowanymi probówkami z PS o wymiarach 12 x 75 mm. Zapakowane w StackPack, który ogranicza powierzchnię potrzebną na przechowywanie.