



MacroTips Premium, 1200 µl



Końcówki pasujące do pipet:
Biohit eLine 1200 µl.

Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane
	A-721231	MacroTips Premium	1200 µl	bezbarwny	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-721235	MacroTips Premium	1200 µl	bezbarwny	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-721238	MacroTips Premium	1200 µl	bezbarwny	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:

Biohit eLine 1200 µl.

Wolne od DNaz i RNaz.