



MacroTips Premium, 1300 µl



Końcówki pasujące do pipet:

Eppendorf (3130 1000 µl),

Gilson (Pipetman P-1000 (bez możliwości zrzucenia końcówki)),

Matrix (odstęp pomiędzy końcówkami w statywie nie jest kompatybilny z pipetą 12-kanalową Matrix),

Titertek (Multi-Stepper).

Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane
	A-721301	MacroTips Premium	1300 µl	bezbarwny	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-721305	MacroTips Premium	1300 µl	bezbarwny	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-721308	MacroTips Premium	1300 µl	bezbarwny	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:

Eppendorf (3130 1000 µl),

Gilson (Pipetman P-1000 (bez możliwości zrzucenia końcówki)),

Matrix (odstęp pomiędzy końcówkami w statywie nie jest kompatybilny z pipetą 12-kanalową Matrix),

Titertek (Multi-Stepper).

Wolne od DNaz i RNaz.