



Cyfrowy termometr kieszonkowy Checktemp HI 98501



Poręczny termometr kieszonkowy z wbudowanym czujnikiem do nakłuć. Przeznaczony do pomiarów w cieczach lub w mediach półstałych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru
	4-1100	Termometr cyfrowy z funkcją Check i czujnikiem do nakłuć	-50 do +150°C
	4-1121	Termometr cyfrowy z funkcją Check i czujnikiem do nakłuć, wraz z przewodem	-50 do +150°C

Opis

Poręczny termometr kieszonkowy z wbudowanym czujnikiem do nakłuć. Przeznaczony do pomiarów w cieczach lub w mediach półstałych.

Zakres pomiaru: -50 + 150 °C.

Dokładność: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (-20 do 90°C) lub $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ powyżej 90°C .

Rozdzielczość: $0,1^{\circ}\text{C}$.