



Termometr cyfrowy, zakres: -50°C do +200°C

Termometr cyfrowy z czujnikiem ze stali szlachetnej z końcówką do nakłuć.

Zakres pomiaru: -50°C do +200°C: 0,1°C.

Dokładność: ±2°C.

Możliwość zapamiętywania wyniku wyświetlonego w danym momencie.

Miniatura



Nr-art.

4-1099

Nazwa

Termometr cyfrowy

Zakres pomiaru

-50°C do + 200°C

Opis

Zakres pomiaru: -50°C do +200°C: 0,1°C.

Dokładność: ±2°C.

Możliwość zapamiętywania wyniku wyświetlonego w danym momencie.

Przyrząd posiada czujnikiem ze stali szlachetnej z końcówką do nakłuć.

Dostarczany w komplecie z bateriami. Żywotność baterii do 5000 godzin.