

Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, niesterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach o wysokim stopniu czystości, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Pakowane

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach o wysokim stopniu czystości, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biozym (PreCision 1000 µl),

Biohit (Proline 1000 µl, mLine 1000 µl),

Brand (Transferpette 1000 µl),

Eppendorf (1000 µl),

Finn (Digital 200 i 1000 µl, Focus 1000 µl),

Gilson (Pipetman P-1000),

Matrix (1000 µl (statyw nie jest kompatybilny z pipetą 12-kanalową Matrix)),

Nichiryo (1000 µl),

Socorex (1000 µl).