



Końcówki Standartips - 100 µl

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki Standartips Eppendorf o poj. 100 µl.

Produkt niedostępny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	0030 003.004	Końcówki Standartips	100 µl	worek	2 x 500 szt.

Opis

Końcówki Standartips Eppendorf 100 µl.

Opakowanie zawiera: 2 worki po 500 szt.

Produkt niedostępny.