



Cyfrowy termometr kieszonkowy GTH 1150

GREISINGER
electronic

Kompaktowe, wygodne urządzenie do szybkich pomiarów temperatury powierzchni, gazów i płynów.

Termometr wyposażony jest w podstawowy czujnik pomiarowy NiCrNi GTF 300.

Pozostałe sondy temperaturowe należy zamówić osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.
	L-0330	Cyfrowy termometr kieszonkowy GTH 1150 - z czujnikiem pomiarowym NiCrNi GTF 300	-50°C do +1150°C
	L-0331	Sonda temperaturowa do zanurzeń - złącze NiCr-Ni typ K	-50°C do +1150°C
	L-0332	Sonda temperaturowa do penetracji - złącze NiCr-Ni typ K	-50°C do +400°C

Opis

Kompaktowe, wygodne urządzenie do szybkich pomiarów temperatury powierzchni, gazów i płynów.

Termometr wyposażony jest w podstawowy czujnik pomiarowy NiCrNi GTF 300. **Pozostałe sondy temperaturowe należy zamówić osobno.**

Zakres temp.: -50°C do +1150°C.

Rozdzielczość: 1°C.

Dokładność: 1 %.

Czas reakcji: 0,3 sek.