



Papierki do oznaczeń półilościowych Quantofix - Amoniak



Półilościowe paski testowe do oznaczania amoniaku. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków i odczynniki. Zmiana barwy z jasnożółtej na pomarańczową. Zakres pomiarowy: 10-400 mg/l.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3818	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Amoniak + odczynniki	jasnożółty - pomarańczowy	100 szt.

Opis

Półilościowe paski testowe do oznaczania amoniaku. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie oraz odczynniki (wodorotlenek sodu). Zmiana barwy z jasnożółtej na pomarańczową. Temperatura przechowywania 4 - 30°C. Zakres pomiarowy: 10-400 mg/l. Okres przydatności wynosi 2,5 roku od momentu produkcji.

Stopniowanie skali pasków: Amoniak 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 200 • 400 mg/l NH₄⁺

Uwaga: Materiał niebezpieczny. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać pyłu, par cieczy. Stosować rękawice ochronne oraz środki ochrony oczu.