



Mikroprobówki z PP - bez rowkowania - bez zakrętek - podwójnie pakowane



Bezbarwne mikroprobówki gwintowane wykonane z polipropylenu. Sterylne, pakowane podwójnie. Możliwość wirowania do 20 000 x g. Dostarczane bez zakrętek – do kupienia osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1523	Mikroprobówki podwójnie pakowane	stożkowodenne	1,5 ml	sterylne	500 szt.	72.687.772
	J-1526	Mikroprobówki podwójnie pakowane	samostojące	2,0 ml	sterylne	500 szt.	72.664.711

Opis

Sterylnie mikroprobówki gwintowane firmy Sarstedt wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Pakowane podwójnie – każda torebka jest zapakowana w drugą torebkę. Doskonale do wymagających zastosowań w pomieszczeniach sterylnych i czystych oraz do czułych, skomplikowanych analiz. Probówki gwintowane minimalizują utratę próbek, mogą służyć do wygodnego przechowywania buforów, roztworów, pożywek lub odczynników. Dzięki kompaktowym wymiarom pasują do większości statywów i systemów przechowywania. Są również kompatybilne z wieloma rotorami w mikrowirówkach.

Mikroprobówki posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Spełniają wymagania IATA i ADR. Można je bezpiecznie wirować przy **20 000 x g**. Oferowane modele nie posiadają nadruku, co ułatwia obserwację i precyzyjną kontrolę próbki. Brak radełkowania umożliwia łatwe oznaczenie za pomocą etykiety.

Mikroprobówki gwintowane dostarczane są bez zakrętek – do kupienia osobno. Dzięki temu doskonale nadają się do automatycznego napełniania.

Do mikroprobówek Sarstedt pasują sterylne, podwójnie pakowane zakrętki z uszczelką, dostępne w różnych kolorach.

Oferta mikroprobówek Sarstedt obejmuje również mikroprobówki sterylne, sterylne z nakręconymi zakrętkami, z rowkowaniem, brązowe dla próbek wrażliwych na światło, low protein binding, low dna binding, z zakrętkami z haczykiem łączącym.