



Mikroprobówki z PP - z rowkowaniem - bez zakrętek



Mikroprobówki gwintowane firmy Sarstedt wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z rowkowaniem, które przy użyciu odpowiedniego [statywu](#) umożliwia odkręcanie probówki jedną ręką. Niesterylne. Można je sterylizować w 121 °C i bezpiecznie wirować do 20000 x g. Dostarczane bez zakrętek – do kupienia osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1541	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	stożkowodenne	0,5 ml	500 szt.	72.733.010
	J-1542	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	samostojące	0,5 ml	500 szt.	72.730.003
	J-1543	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	stożkowodenne	1,5 ml	500 szt.	72.607
	J-1544	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	samostojące	1,5 ml	500 szt.	72.703
	J-1545	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	stożkowodenne	2,0 ml	500 szt.	72.608
	J-1546	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	samostojące	2,0 ml	500 szt.	72.609

Opis

Niesterylne mikroprobówki z rowkowaniem firmy Sarstedt wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Gwintowane. Posiadają rowkowanie (radełkowanie), które przy zastosowaniu specjalnego [statywu](#) umożliwia zakręcanie jedną ręką. Mikroprobówki gwintowane można bezpiecznie wirować przy **20000 x g** oraz autoklawować w temperaturze **121 °C**. Oferowane modele nie posiadają pola opisowego i skali, co ułatwia obserwację próbki wewnątrz probówki. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Spełniają wymagania IATA i ADR. **Mikroprobówki gwintowane dostarczane są bez zakrętek, które są dostępne do kupienia oddzielnie.** Do mikroprobówek Sarstedt można dobrać zakrętki: z uszczelką, z haczykiem łączącym i uszczelką, z przekłuwalną membraną.

Probówki z rowkowaniem mogą mieć wiele zastosowań w laboratorium. Ograniczają parowanie próbek, mogą być stosowane do przechowywania różnych roztworów: buforów, pożywek czy odczynników. Dzięki ustandaryzowanym wymiarom pasują do większości rotorów w mikrowirówkach oraz do statywów i systemów przechowywania.