



Mikroprobówki z PP - z rowkowaniem - bez zakrętek - brązowe



Mikroprobówki z PP w kolorze brązowym, gwintowane. Przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Posiadają rowkowanie, które przy użyciu odpowiedniego statywu umożliwia odkręcanie probówki jedną ręką. Niesterylne. Można je sterylizować w 121°C i bezpiecznie wirować do 20000 x g. Dostarczane bez zakrętek – do kupienia osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Typ	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1561	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	brązowy	samostojące	0,5 ml	niesterylne	500 szt.	72.730.004
	J-1562	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	brązowy	samostojące	1,5 ml	niesterylne	500 szt.	72.703.004
	J-1563	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	brązowy	samostojące	2,0 ml	niesterylne	500 szt.	72.609.003

Opis

Mikroprobówki gwintowane z rowkowaniem firmy Sarstedt wykonane polipropylenu w kolorze brązowym. Redukują promieniowanie UV powyżej 90 %. Przeznaczone do próbek wrażliwych na światło takich jak enzymy, witaminy czy substancje znakowane fluorescencyjnie. Mikroprobówki posiadają rowkowanie (radełkowanie), które w połączeniu ze specjalnym [statywem](#) umożliwia zakręcanie jedną ręką. Można je bezpiecznie wirować przy **20000 x g** oraz autoklawować w temperaturze **121°C**.

Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Spełniają wymagania IATA i ADR. Brązowe mikroprobówki gwintowane dostarczane są **bez zakrętek**. Do dokupienia dostępne są [zakrętki z uszczelką](#) lub [zakrętki z uszczelką podwójnie pakowane](#).