



Mikroprobówki z PP do małych objętości - z rowkowaniem - bez zakrętek



Mikroprobówki z PP umożliwiające przechowywanie próbek o małej objętości. Mają pojemność 0,5 ml, która przy zastosowaniu zakrętek ograniczających objętość, zostaje zredukowana do 100 µl. Zapewniają maksymalny odzysk materiału próbki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1581	Mikroprobówki do małych objętości	stożkowodenne	0,5 ml	niesterylne	500 szt.	72.733.201

Opis

Mikroprobówki z PP do bezpiecznego przechowywania próbek o małej objętości. Mają pojemność 0,5 ml, która może zostać zmniejszona do 0,1 ml przy zastosowaniu [zakrętek ograniczających objętość](#) – do kupienia osobno. Dzięki specjalnej konstrukcji zapewniają maksymalny odzysk próbki.

Mikroprobówki do małych objętości są niesterylne. Są wyposażone w poręczne rowkowanie, które przy zastosowaniu specjalnego [statywu](#) umożliwia zakręcanie i odkręcanie probówki jedną ręką. Można je bezpiecznie wirować przy **20000 x g** oraz autoklawować w temperaturze **121°C**. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Spełniają wymagania IATA i ADR.